

Rayner

SURGICAL GmbH

Share our view.

PREMIUMLINE

T-flex 623T/573T

Torische IOL



Die torische IOL – T-flex 623T/573T

Neuerungen der T-flex

- Größere Optik (6,25 mm) bei der T-flex 623T (max. sphärisches Äquivalent +25,0 Dpt.), T-flex 573T ab einem sphärischen Äquivalent von +25,5 Dpt.
- Erweiterte scharfe Kante auf der Rückfläche garantiert eine niedrige Nachstarrate
- Torus auf der Vorderfläche der IOL

Indikationsgebiete

- Optimale Visus-Korrektur bei cornealem Astigmatismus
- Aphakiekorrektur nach Katarakt-OP
- Refraktiver Linsenaustausch

AVH -Technologie

(nicht abknickende Haptik)

- Exzellente Rotationsstabilität
- Hervorragende Zentrierung der IOL




Rayacryl

hydrophiles Acryl-Co-Polymer mit einem Wassergehalt von 26 %


- Gute Biokompatibilität
- Störende „Glare“-Effekte und Halos werden auf ein Minimum reduziert
- Geringe Silikonölanhaftung

Erweiterte 360° scharfe Kante

Geringe Nachstarrate (PCO) durch die 360° scharfe Kante auf der Rückfläche der IOL-Optik. Sie verhindert die Migration von Epithelzellen am Haptik-/Optikübergang. Vermeidung einer möglichen Dezentrierung durch Nachstar.



Technische Daten



623T

Optikdurchmesser: 6,25 mm
Gesamtdurchmesser: 12,5 mm
A-Konstante: 118,0

573T

Optikdurchmesser: 5,75 mm
Gesamtdurchmesser: 12,0 mm
A-Konstante: 118,0

Lieferbereich

Standard-Linsen +6,0 bis +30,0 Dpt. Sphäre in 0,5 Dpt.-Schritten
+1,0 bis +6,0 Dpt. Zylinder in 1,0 Dpt.-Schritten

Spezial-Linsen -10,0 bis +35,0 Dpt. Sphäre in 0,5 Dpt.-Schritten
+1,0 bis +11,0 Dpt. Zylinder in 0,25 Dpt.-Schritten

Lieferzeiten

Lagerware ca. 1-2 Wochen
Noch zu produzierende Ware ca. 6-8 Wochen

Bestellanfrage für: Torische IOL T-flex

Multifokal-Torische IOL M-flex T

Rayner
SURGICAL GmbH

Operateur				Abschnitt 1: Vom Operateur auszufüllen			
Vorname:	Max	Nachname:	Dr. med. Muster				
Praxis/Klinik:	Musterstr. 1	Telefon:	01234/1234				
Ort:	12345 Musterhausen	Fax:	01234/1234				
Patient Hermine Müller		Auge (OS/OD)		OS			
Patienten-ID:		Geb.-Datum		11.11.1911			
<input checked="" type="checkbox"/> IOL-Master/Ultraschall?		<input type="checkbox"/> IOL-Master		Weiß-zu-Weiß:		12,1	
	mm	Dioptrien	Grad				
K1	7,67	44,00	168				
K2	7,21	46,81	78				
Axiale Länge (mm)		22,19		Brille		Sphäre Zylinder Grad	
Dicke der Linse (mm)				Refraktion		3,00 -1,25 157	
ACD (mm) Messung von der anterioren Cornea zur anterioren phaken Linse (= Vorderkammertiefe)		2,57		Visus sc			
				Visus cc			
				Zielrefraktion		0	
				Zustand nach Keratoplastik?		nein	

Bitte berücksichtigen Sie bei Kontaktlinsen eine Karenzzeit von mindestens 2 Wochen!

Vorschläge für Standard-Torische IOL							Abschnitt 2: Von Rayner auszufüllen	
Zielrefraktion			IOL			Nr.	Preis in € (zzgl. 7 % MwSt)	<p>Die Achsenmarkierung zeigt den schwächsten Meridian der IOL</p>
Sphär. Äquivalent	Sphäre	Zylinder	Sphäre	Zylinder				
0,4	0,6	-0,4	21,0	3,0	1			
0,0	0,2	-0,4	21,5	3,0	2			
-0,3	-0,1	-0,4	22,0	3,0	3			
Vorschläge für Spezial-Torische IOL								
Zielrefraktion			IOL			Nr.	Preis in € (zzgl. 7 % MwSt)	
Sphär. Äquivalent	Sphäre	Zylinder	Sphäre	Zylinder				
0,2	0,2	0,0	21,0	3,5	4			
-0,2	-0,1	0,0	21,5	3,5	5			
-0,5	-0,5	0,0	22,0	3,5	6			

Bitte Bestell-IOL aus Abschnitt 2 angeben			Abschnitt 3: Vom Kunden auszufüllen. Bitte unterschreiben und Fax an Rayner +49 (0) 951 7000 929		
geplanter OP-Termin:				Sphäre Zylinder Nr.	
Folie mit Achslage der IOL erwünscht?				22,0 3,0 3	
DIE PRODUKTION STARTET MIT ERHALT EINER UNTERSCHRIEBENEN ANFORDERUNG MIT OFFIZIELLER BESTELL-NR.					
Mehrwertsteuer/VAT No./TVA No.....					
Bestell-Nr.....		Datum.....		Unterschrift (Kunde).....	
Rayner Bestell-Nr.		12345a		Abschnitt 4: Nur zur Verwendung von Rayner	

Rayner Surgical GmbH, Kirschackerstraße 25, 96052 Bamberg
Tel: +49 (0) 951 7000 90 Fax: +49 (0) 951 7000 929 www.rayner-surgical.de info@rayner-surgical.de
Dieses Formular ist auch unter: <http://www.torische-linse.de> erhältlich.

T-flex 623T/573T

Torische IOL

Ihr Weg zur individuellen Torischen IOL

1.

Anfrage – kostenlos und unverbindlich!

Bestellformulare anfordern – gleichzeitige Anfrage beider Augen sinnvoll, Abschnitt 1 ausfüllen und Formular faxen an +49 (0) 951 70009-29.

2.

Bestellung

Auswahl einer der sechs für Sie errechneten Linsen, Bestellformular unterschreiben und faxen.

3.

Lieferung

Lieferung der Torischen IOL einschließlich Stand-by-Linse, die Sie kostenfrei an uns zurücksenden können.

4.

Rechnungslegung

erst nach erfolgter Implantation.
Direkte Abrechnung mit Patienten vorab möglich.

Leicht und komfortabel
implantierbar mit Pinzette
oder beigepacktem
Soft-Tip-Einmalinjektor



- einfache Handhabung
- leichtgängige, kontrollierte Implantation
- Inzisionsgröße 2,8 mm
- optimaler Schutz der zu implantierenden IOL



Rayner Surgical GmbH

Kirschäckerstraße 25
D-96052 Bamberg

Tel. +49 (0) 951 7 00 09-0
Fax +49 (0) 951 7 00 09-29

www.rayner-surgical.de
info@rayner-surgical.de